

ULOTKA INFORMACYJNA



Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych

Podpory karku i szyi :

- poduszki
- wałki Ø12, Ø16,
- wałki profilowane
- kołnierze ocieplająco- stabilizujące

Przeznaczenie:

Wyroby wełniane mogą być zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób dotkniętych : chorobami reumatoidalnymi i zwyrodnieniowymi górnego odcinka kręgosłupa, zeszywniającym zapaleniem mięśni, skutkami urazów (złamań, zwichnięć, deformacji, przykurczy, niestabilnością stawów) oraz dla osób ze skłonnościami do nadmiernego pocenia się, uczulonych na pierze i roztocze.

Użytkowanie:

Wyroby wełniane poprzez stabilizację w odcinku szyjnym i ogrzanie tej okolicy likwidują wymuszone napięcie mięśni barków i kręgosłupa szyjnego w trakcie długiej podróży oraz pozwalają na prawidłowe ułożenie głowy podczas leżenia i spania. Przedmiotowe wyroby mogą być używane również jako podpory karku i szyi w czasie ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu cieplnego oraz do codziennego użytku.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą.
Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany.

Ostrzeżenia

Dla niemowląt i małych dzieci oraz osób wrażliwych na działanie wełny zaleca się użytkowanie wyrobów wełnianych powleczonych w poszewki z tkanin bawełnianych. Zabezpieczy to również przed dostaniem się luźnych włókien wełnianych do oczu, nosa i gardła oraz związanego z tym nieprzyjemnego efektu drażniącego.

Przepis prania :



Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę.
Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione.
Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować. Nie prasować.
Można czyścić chemicznie.

Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach.
Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności.



Skład surowcowy :
okrywa: wełna 100 %

Wyrób posiada:

- certyfikat Zdigności dla wyrobu medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010,
- certyfikat „Przyjazny dla Środowiska i Człowieka” Nr 6/PSC/2012
- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„RUNO” - Jan Widz
34-340 Przyborów 50
Tel. 033/863 94 21
Fax 033/863 92 52

Data opracowania instrukcji : VII/ 2012